

Trattamento di ipoplasia peniena in esiti chirurgici per epispadia mediante estensore penieno

TRATTAMENTO DI IPOPLASIA PENIENA IN ESITI CHIRURGICI PER EPISPADIA MEDIANTE ESTENSORE PENIENO



F. I. Scropo, G. Piediferro, C. Grugnetti, F. Castiglioni e GM. Colpi
 Unità Dipartimentale di Andrologia – Ospedale San Paolo – Polo Universitario, Milano

CASE REPORT

Uomo di 25 anni. Esiti di plurimi interventi per epispadia, portatore di appendicovesicostomia continente sec. Mitrofanoff. Urina mediante cateterismo intermittente trans-stomico ogni 3 ore. Rari episodi di infezione urinaria. Giunge per ipoplasia peniena condizionante difficoltà al coito.

ESAME OBIETTIVO

Alla visita, il pene "stretched" misura 7,8 cm, con una circonferenza di 9,8 cm misurata al III° medio dell'asta, mentre in erezione la lunghezza è di 8 cm.

TRATTAMENTO

Si propone trattamento con estensore penieno, previa firma di consenso informato sulla non prevedibilità del risultato, con indicazione all'utilizzo quotidiano dello strumento per 8 ore al giorno per un periodo di 6-8 mesi.

La compliance del paziente consente un uso quotidiano dello strumento di 4-6 ore al giorno per 8 mesi.



RISULTATI

Al follow-up a 3 mesi, il pene stretched misura 9,5 cm, a 6 mesi 10,0 cm ed a 8 mesi 10,2 cm, con una circonferenza immodificata di 9,8 cm. Non segnalati eventi avversi durante il trattamento, ad eccezione di eiaculazione retrograda transitoria, per la quale resta dubbio il nesso causa-effetto del trattamento

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L'estensore penieno sembra costituire un valido metodo per allungare il pene in pazienti con pregressa chirurgia dell'organo.

XXI Congresso Nazionale delle Sezioni Regionali SIA (Società Italiana di Andrologia). Trieste, Italia. 23-26 Settembre 2004.

F. I. Scropo, G. Piediferro, C. Grugnetti, F. Castiglioni e GM. Colpi.
 Unità Dipartimentale di Andrologia – Ospedale San Paolo – Polo Universitario, Milano, Italia.

CASE REPORT

Uomo di 25 anni. Esiti di plurimi interventi per epispadia, portatore di appendicovesicostomia continente sec. Mitrofanoff. Urina mediante cateterismo intermittente trans-stomico ogni 3 ore. Rari episodi di infezione urinaria. Giunge per ipoplasia peniena condizionante difficoltà al coito.

ESAME OBIETTIVO

Alla visita, il pene "stretched" misura 7,8 cm, con una circonferenza di 9,8 cm misurata al III° medio dell'asta, mentre in erezione la lunghezza è di 8 cm.

TRATTAMENTO

Si propone trattamento con estensore penieno, previa firma di consenso informato sulla non prevedibilità del risultato, con indicazione all'utilizzo quotidiano dello strumento per 8 ore al giorno per un periodo di 6-8 mesi.

La compliance del paziente consente un uso quotidiano dello strumento di 4-6 ore al giorno per 8 mesi.

RISULTATI

Al follow-up a 3 mesi, il pene stretched misura 9,5 cm, a 6 mesi 10,0 cm ed a 8 mesi 10,2 cm, con una circonferenza immodificata di 9,8 cm. Non segnalati eventi avversi durante il trattamento, ad eccezione di eiaculazione retrograda transitoria, per la quale resta dubbio il nesso causa-effetto del trattamento

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

L'estensore penieno sembra costituire un valido metodo per allungare il pene in pazienti con pregressa chirurgia dell'organo.